

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ОТБОРУ ПРОБ ВОДЫ

1. Пробы воды отбирают в чистые пластиковые бутылки емкостью 1 -1,5 л.
2. Все манипуляции по отбору проб воды необходимо выполнять в одноразовых резиновых перчатках.
3. Заполненный бланк заказа следует поместить в пакет, который затем закрепить вокруг. Пакет закрепляется вокруг бутылки при помощи резинового колечка.

**Отбор пробы воды из крана или колонки, а также родника, оборудованного сливным устройством:** (как индивидуальных скважин, так и централизованных систем водоснабжения), а также родника, оборудованного сливным устройством:

- Слить воду из крана спокойной струей в течение 3–5 минут, чтобы в пробу не попала застоявшаяся вода.
- Открыть крышку бутылки и наполнить бутылку при спокойной струе, наливая воду аккуратно по стенке бутылки.
- Заполнить бутылку до самого верха, сдвинуть ее стенки и плотно закрыть крышкой, чтобы не попал воздух.
- Бутылку доставить в лабораторию в течение 3–4 часов после отбора воды. До доставки в лабораторию рекомендуется хранить бутылку с водой в темном и прохладном месте (подойдет обычный бытовой холодильник).

**Отбор пробы воды из колодца:**

- Зачерпнуть воду из колодца, используя чистую емкость (чистое ведро или др. емкость).
- Полить водой из емкости на бутылку и обмыть ее снаружи. Открыть крышку бутылки, зачерпнуть бутылкой воду из емкости, наполнить бутылку под горло, чтобы сверху под крышкой не оставалось воздуха.
- Заполнив бутылку доверху, слегка сдвинуть ее стенки и закрыть крышкой, чтобы не попал воздух.
- Бутылку транспортировать в лабораторию в течение 3–4 часов после отбора пробы. До доставки в лабораторию рекомендуется хранить бутылку с водой в темном и прохладном месте (подойдет обычный бытовой холодильник).

**Отбор пробы воды из водоема (озера, пруда, бассейна, болота и пр.), водотока (реки, канала) или чаши родника:**

- Погрузить бутылку с закрытой крышкой в водоем, чашу родника или водоток, из которого будет отбираться проба, и обмыть снаружи.
- Открыть крышку бутылки и через 1 минуту зачерпнуть воду из водоема или водотока, наполнив бутылку под самое горло, чтобы в горле бутылки не оставалось воздуха.
- Заполнив бутылку до самого верха, слегка сдвинуть стенки и плотно закрыть крышку, чтобы не попал воздух.
- Бутылку доставить в лабораторию в течение 3–4 часов после отбора пробы. До доставки в лабораторию времени рекомендуется хранить бутылку с водой в темном и прохладном месте (подойдет обычный бытовой холодильник).

**Вода бутилированная (газированная или без газа)**

- Принимается только в заводской нераспечатанной упаковке.